

Medtronic

Zestawy infuzyjne

Wybierz zestaw dla siebie. Odpowiedni dla Ciebie i Twojego stylu życia.



Medtronic Extended

MiniMed™ Mio™ Advance

MiniMed™ Mio™ 30

MiniMed™ Quick-Set™

MiniMed™ Silhouette™

MiniMed™ Sure-T™

Dłuższy czas użytkowania

Łatwość i wygoda

Kąt zakładania 30°

Wygoda

Regulowany kąt zakładania

Bezpieczeństwo

Potrzeby użytkowników i specjalne okoliczności	Rzadsze wymiany zestawu* ¹ Łatwość zakładania. Dla osób, które odczuwają lęk przed igłą ²	Łatwość zakładania. Dla osób, które odczuwają lęk przed igłą ²	Odpowiedni dla osób o szczupłej sylwetce i aktywnych fizycznie	Odpowiedni dla osób o średniej i masywnej budowie ciała	Odpowiedni dla osób o szczupłej sylwetce i aktywnych fizycznie	Reakcje alergiczne na miękkie kaniule Doświadczenia z zaginającymi się kaniulami
Typ budowy ciała	Średni/wysoki wskaźnik BMI	Średni/wysoki wskaźnik BMI	Niski wskaźnik BMI	Średni/wysoki wskaźnik BMI	Niski wskaźnik BMI	Średni/wysoki wskaźnik BMI
Urządzenie do zakładania	Serter (zintegrowany)	Serter (zintegrowany)	Serter (zintegrowany)	MiniMed™ Quick-serter™	MiniMed™ Sil-serter™	Ręcznie
Rodzaj kaniuli/igły	Miękka	Miękka	Miękka	Miękka	Miękka	Stalowa
Kąt zakładania	90°	90°	30°	90°	20°-45°	90°
Długość kaniuli	6 mm 9 mm	6 mm 9 mm	13 mm	6 mm 9 mm	13 mm 17 mm	6 mm 8 mm 10 mm
Wypełnienie kaniuli	0,6 jedn. 0,6 jedn.	0,6 jedn. 0,6 jedn.	0,7 jedn.	0,3 jedn. 0,5 jedn.	0,7 jedn. 0,7 jedn.	Nie dotyczy. Wypełnienie kaniuli nie jest wymagane
Długość drenu	60 cm, 80 cm	60 cm, 110 cm	60 cm, 110 cm	45 cm, 60 cm, 80 cm, 110 cm	45 cm, 60 cm, 80 cm, 110 cm	45 cm, 60 cm, 80 cm
Grubość kaniuli (rozmiar)	25 G	25 G	25 G	25 G	25 G	29 G
Częstość wymiany	do 7 dni	Co 2-3 dni	Co 2-3 dni	Co 2-3 dni	Co 2-3 dni	Co 1-2 dni

* w porównaniu z 3-dniowym standardowym zestawem infuzyjnym

1. Ilany J, et al. Abstract 416 - Clinical study of a new extended wear infusion set design. 13th ATTD International Conference. Luty 2020. (2) Dane własne firmy Medtronic. Minimed™ Mio™ Advance Usability Study 10619721 DOC Version B. 30 Pacjenci ankietowani w USA. 2020.

2. Dane własne firmy Medtronic. Minimed™ Mio™ Advance Usability Study 10619721 DOC Version B. 30 Pacjenci ankietowani w USA. 2020.

Ważne informacje

Niniejszy materiał nie zastępuje ani nie unieważnia informacji zawartych w instrukcji obsługi. Nie należy go traktować jako wyłącznego źródła informacji. Należy z niego korzystać w połączeniu z Podręcznikiem użytkownika. Szczegółowe informacje dotyczące użytkowania, wskazań, przeciwwskazań, ostrzeżeń, środków ostrożności oraz możliwych zdarzeń niepożądanych można znaleźć w Podręczniku użytkownika. Więcej informacji można uzyskać, kontaktując się z lokalnym przedstawicielem firmy Medtronic i/lub na stronie firmy Medtronic pod adresem medtronic.eu.

©2021 Medtronic. Wszelkie prawa zastrzeżone. Medtronic i logo firmy Medtronic są znakami towarowymi firmy Medtronic™. Marki firm trzecich są znakami towarowymi ich właścicieli. Wszystkie inne marki są znakami towarowymi spółek firmy Medtronic. Oficjalnym producentem zestawów infuzyjnych Medtronic jest firma Unomedical a/s. Aaholmvej 1-3, Osted, 4320 Lejre, Dania.